

SENSUAL 3D Agrumes

Détergent désinfectant surodorant

CARACTERISTIQUE PHYSICO – CHIMIQUES :

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Odeur : agrumes
pH pur : 7,0 à 8,0
Densité à 20°C : 0,990 +/- 0,005

NATURE CHIMIQUE

- Substance active biocide : chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 7% (m/m)
- Tensio actif cationique
- Tensio actifs non ioniques
- Composition parfumante à constituants naturels et synthétiques

CONDITIONNEMENT :

2 bidons de 5L
Seau de 250 doses de 20ml



PROPRIETES

SENSUAL 3D AGRUMES est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sols, murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics.

SENSUAL 3D AGRUMES laisse une senteur très rémanente aux locaux.

Note de tête :

Agrumes, galbanum, feuillage, aldéhyde

Note de cœur :

Pêche, ananas, fraise, pomme, muguet, jasmin, fleur d'oranger

Note de fond :

Iris, muscs, baumes

SENSUAL 3D est conforme aux normes européennes :

- Bactéricide : EN 1276, en conditions de saleté, à 20°C, à 1% pour un temps de contact de 5 minutes.
- Levuricide : EN 1650 (candida albicans), en conditions de saleté, à 20°C, à 2% pour un temps de contact de 15 minutes.

SENSUAL 3D ne contient pas de CMR.

MODE D'EMPLOI

SENSUAL 3D s'utilise dilué (dosage manuel ou avec un poste de désinfection) dans l'eau à 20°C à raison de :

- 1% (80 ml pour un seau de 8 litres) pour un traitement bactéricide.
- 2% (160 ml pour un seau de 8 litres) pour traitement lévuricide.
- Pour les sols : employer la solution en lavage à plat. Inutile de rincer
- Pour les surfaces : appliquer la solution, laisser agir pendant 5 minutes dans le cas de traitement bactéricide, 15 minutes dans le cas de traitement lévuricide.

Rincer avec une microfibre humide.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.