

IDOS 45

Désinfectant bactéricide de toutes surfaces

CARACTERISTIQUE PHYSICO – CHIMIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : rose

Odeur : légèrement aromatique

pH : 8 +/- 0,5

Densité : 0,98

HOMOLOGUE Ministère de l'Agriculture (bactéricide)

AMM n° 9000764

Biocide TP4 : préparation liquide

concentrée à effet curatif

Substance active biocide : Chlorure de

didécyl diméthyl ammonium

N° CAS 7173-51-5) : 100 g/l

CONDITIONNEMENT :

2 bidons de 5L



PROPRIETES

IDOS 45 est un bactéricide puissant destiné à la désinfection de toutes surfaces propres en milieu alimentaire.

- préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques.

- récolte, transport, stockage, transformation industrielle incluant les activités de transformation à caractère artisanale (boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie), la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale.

CONFORMITE

IDOS 45 est homologué à 0,5% pour les traitements bactéricides dans les secteurs d'activités suivants :

- locaux et matériel de stockage en POA et POV.
- matériel de récolte et de transport en POV.
- locaux de préparation et matériel de transport de la nourriture des animaux domestiques (POA).

L'activité bactéricide d'IDOS 45 a été testée selon la norme EN 1276 en conditions de propreté à 0,25% au temps de contact de 5 mn.

Selon le même protocole son efficacité est prouvée sur la légionella pneumophila à 0,25%.

La composition de IDOS 45 est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

IDOS 45 s'emploie par trempage, pulvérisation, circulation pour les surfaces préalablement nettoyées.

- S'utilise en pulvérisation, centrale d'hygiène, trempage.
- Diluer dans l'eau à raison de 1% (1cl de produit par 1 litre d'eau).
- Applique la solution de produit.
- Brosser et laisser agir 5 mn.
- Rincer.